

PROLUX_x Lipo_x

HR

PROLUX_x Lipo_x KAPI ZA OKO

MEDICINSKI PROIZVOD

Antioksidativna, podmazujuća i
fotozaštitna otopina za oko

Bez konzervansa

OPIS PROIZVODA

PROLUX_x Lipo_x je otopina za oko bez konzervansa na bazi umreženog natrijevog hijaluronata, liposoma i krocina s antioksidativnim, podmazujućim i fotozaštitnim svojstvima.

U mreženi natrijev hijaluronat ima mrežnu strukturu. Na taj način se postiže bolja viskoelastičnost i stabilnost molekule.

U mreženi natrijev hijaluronat omogućuje bolje vlaženje i dulje zadržavanje na površini oka.

Sinergija umreženog natrijevog hijaluronata i liposoma omogućuje bolju stabilnost suznog filma. PROLUX_x Lipo_x pogodan je za sve tipove suhog oka uzrokovane hiposekrecijom suza (nedovoljno stvaranje suznog filma) ili sindromom suhog oka (prekomjerno isparavanje suznog filma).

Krocin je karotenoid koji reagira sa svjetlosnim zračenjem valne duljine između 380 i 500 nm. Fotozaštitna i antioksidativna svojstva čine PROLUX_x Lipo_x djelotvornim kod suhog oka uzrokovanog dugotrajnom uporabom elektroničkih uređaja (računala, mobiteli, tableti) koja uzrokuje suho oko. Plava svjetlost koju emitiraju ti uređaji je dio spektra vidljive svjetlosti između 380 i 500 nm koji može uzrokovati oksidativna oštećenja na površini oka, u obliku suhog oka i upale.

PROLUX_x Lipo_x pomaže zaštititi površine i tkiva oka:

- od slobodnih radikala koji se stvaraju kod suhog oka
- od posljedica visoke izloženosti uređajima koji emitiraju zračenje koje uzrokuje stres za oči (npr. plava svjetlost pri produženom korištenju računala, pametnih telefona, tableta), nepovoljnog osvjetljenja
- kod mehaničkog stresa (dijagnostički i kirurški postupci na oku, trauma oka) i/ili stresa povezanog s okolišem (klima uređaj, suhi ili zagađeni zrak, visoka sobna temperatura).

SASTAV

U mreženi natrijev hijaluronat 0,15 %, liposomi, krocin, natrijev edetat, puferirana izotonična otopina pH 7,2.

NAMJENA

Simptomatska terapija sindroma suhog oka.

Nadomjestak za suze za zaštitu rožnice kod stresa za oči uzrokovanog štetnim posljedicama plave svjetlosti, stresom povezanim s okolišem, nakon operacije ili traume oka.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE

Ukapajte jednu ili dvije kapi u svako oko, jedanput ili više puta na dan ili prema preporuci liječnika.

Pazite da vrh bočice ne dođe u kontakt s okom.

Kapi se mogu koristiti i dok nosite kontaktne leće.

Primijenite u razmaku od najmanje 5 minuta od primjene drugih proizvoda za lokalnu primjenu na oku.

UPOZORENJA

- Prije uporabe temeljito operite ruke.
- Nemojte gutati.
- Nemojte koristiti u slučaju poznate preosjetljivosti ili alergije na bilo koji sastojak proizvoda.
- Nakon uporabe čvrsto zatvorite bočicu.
- Upotrijebiti u roku od 60 dana nakon prvog otvaranja.
- Proizvod se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici.
- Nemojte koristiti proizvod ako je pakiranje oštećeno.
- U slučaju nuspojava, prekinite primjenu i obratite se liječniku za savjet.

UVJETI ČUVANJA

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi između 8 - 25 °C.

PAKIRANJE

1 kutija sadrži 10 ml kapi za oko u bočici.

Proizvođač:

FB Vision S.p.A., Via San Giovanni Scafa
63074 San Benedetto del Tronto (AP), Italija

Distributer za RH:

PROXIMUM d.o.o., Vodnikova 5
10000 Zagreb, Hrvatska

Datum zadnje izmjene: veljača 2021.

OBJAŠNENJE SIMBOLA NA PROIZVODU

	Proizvođač
	Serijski broj
	Rok valjanosti
	Temperатурne granice
	Sterilizirano aseptičnim metodama

	CE oznaka
	Pročitati uputu za uporabu
	Odložiti u smeće
	Ne koristiti ako je pakiranje oštećeno
	Medicinski proizvod

PROLUX[®] Lipo_x

SLO

PROLUX[®] Lipo_x KAPLJICE ZA OKO

MEDICINSKI PRIPOMOČEK

Antioksidativna, mazalna in fotoprotektivna
raztopina za oko

Brez konzervansov

PROLUX[®] Lipo_x je antioksidativna, mazalna in fotoprotektivna raztopina za oko brez konzervansov na osnovi omrežene natrijeve soli hialuronske kisline, liposomov in krocin.

Omrežen natrijev hialuronat ima strukturo mreže. Tako se poveča viskoelastičnost in stabilnost molekule. Omrežen natrijev hialuronat zagotavlja boljše vlaženje in daljšo obstojnost na očesni površini.

Zaradi sinergističnega delovanja med omreženim natrijevim hialuronatom in liposomi PROLUX[®] Lipo_x, zagotavlja večjo stabilnost solznega filma in je primeren za vse vrste suhega očesa, ki jih povzroča solzna hiposekrecija (nezadostna proizvodnja solznega filma) ali sindrom suhega očesa (prekomerno izhlapevanje solznega filma).

Krocini so karotenoidi, ki reagira s svetlobo valovne dolžine med 380 in 500 nm. Zaradi fotoprotektivnih in antioksidativnih lastnosti je PROLUX[®] Lipo_x učinkovit tudi pri suhih očeh zaradi dolgotrajne uporabe elektronskih naprav (računalniki, mobilni telefoni, tablice). Modra svetloba, ki jo oddajajo te naprave, predstavlja del vidnega spektra svetlobe med 380 in 500 nm, lahko povzroči oksidativne poškodbe na površini očesa, kar se kaže kot suho oko in vnetje.

PROLUX[®] Lipo_x pomaga zaščititi očesno površino in očesna tkiva:

- pred prostimi radikali, ki nastanejo pri suhem očesu,
- pred posledicami velike izpostavljenosti napravam, ki oddajajo svetlobo, ki povzroča stres za oči (npr. modra svetloba od dolgotrajne uporabe računalnikov, pametnih telefonov, tabličnih računalnikov), in neprimernimi svetlobnimi pogoji,
- v primeru mehanskih obremenitev (oftalmološki diagnostični in kirurški postopki, poškodbe oči) in/ali okoljskih obremenitev (klimatske naprave, suh ali onesnažen zrak, visoke temperature okolja).

SESTAVA

Omreženi natrijev hialuronat 0,15 %, liposomi, krocini, Na-EDTA, puferirana izotonična raztopina pH 7,2.

NAMEN

Simptomatsko zdravljenje sindroma suhega očesa.

Namenjen je tudi za zaščito roženice kot nadomestek solz v primeru obremenitve vida zaradi škodljivih posledic modre svetlobe, okoljskega stresa ali po operaciji, poškodbi očesa.

NAVODILA ZA UPORABO

V vsako oko vkapajte eno ali dve kapljici enkrat ali večkrat na dan ali po navodilu zdravnika.

Pazite, da vrh plastenke ne pride v stik z očmi.

Izdelek lahko uporabljate med nošenjem kontaktnih leč.

Izdelek aplicirajte vsaj 5 minut po aplikaciji drugih izdelkov za lokalno okularno uporabo.

OPOZORILO

- Pred uporabo izdelka si temeljito umijte roke.
- Izdelka ne uporabljajte, če ste alergični ali imate znano preobčutljivost na katero koli sestavino.
- Po uporabi plastenko tesno zaprite.
- Izdelka ne uporabljajte po 60 dneh od odprtja.
- Izdelka ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na steklenički.
- Ne zaužijte.
- Izdelka ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana.
- V primeru neželenih učinkov prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom.

POGOJI SHRANJEVANJA

Hranite zunaj dosega otrok.

Izdelek shranjujte pri temperaturi med 8 in 25 °C.

VSEBINA PAKIRANJA

1 škatla vsebuje 10 ml kapljic za oko v plastenki.

Proizvajalec:

FB Vision S.p.A., Via San Giovanni Scafa
63074 San Benedetto del Tronto (AP), Italija

Distributer za Slovenijo:

PROKSIMUM PHARMA d.o.o., Pot k sejišču 26a,
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija

Datum zadnje revizije navodila: februar 2021.

POMEN SIMBOLOV NA IZDELKU



Proizvajalec



Številka serije



Uporabno do



Omejitev temperature



Sterilizirano z
aseptičnimi metodami



CE oznaka



Glejte navodila za uporabo



Odvrzite skladno z
lokalnimi predpisi



Prepovedana uporaba, če
je ovojnina poškodovana



Medicinski pripomoček

NAVODILO ZA UPORABO

PRO_Ins000722
MC0001-01